

E 936
Teline
enintään 15 lampunpidikkeelle.



EAN: 4002514811260 / Materiaalin numero: 07759480 /
Vanhan materiaalin numero: 69593601D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Valaisinten kahvat [määrä]	15
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	90
Ulkomitat, nettoleveys, mm	245
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	500
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	130
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	275
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	0,50
Bruttopaino, kg	0,92