

E 735/2

Vaunu

instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun 3 tasolle.



- 2 integroitua suihkuvartta
- Yksittäisten tasojen täyttöalueet eroavat toisistaan
- Magneettillista vaununtunnistukseen (ilman magneetteja ML)

EAN: 4002514816388 / Materiaalin numero: 07765710 /
Vanhan materiaalin numero: 69573503D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	6
SPRI-verkkokorit [määrä]	3
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	552
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	640
Nettopaino, kg	10,80
Bruttopaino, kg	12,80
Mukana toimitettava paketti	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (ilman magneetteja) [määrä]	1