

E 900-5/2

Vaunu

instrumenttien koneelliseen käsittelyyn 5 tasolla.



- Täyttömäärä: 15 DIN-verkkokoria\*
- Yksittäisten tasojen täyttöalueet eroavat toisistaan
- Magneettillista vaununtunnistukseen (sis. magn. ML)

\* DIN-verkkokori 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816418 / Materiaalin numero: 07765760 /  
Vanhan materiaalin numero: 69590006D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu telineille	•
Vaunu verkkokoreille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	15
SPRI-verkkokorit [määrä]	10
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	605
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	680
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	12,85
Bruttopaino, kg	12,85
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1