

E 935/2

Vaunu

instrumenttien koneelliseen käsittelyyn 3 tasolla.



- Täyttömäärä: 9 DIN-verkkokoria*
- 2 integroitua suihkuvartta
- Yksittäisten tasojen täyttöalueet eroavat toisistaan
- Magneettillista vaununtunnistukseen (sis. magneetit)

* DIN-verkkokori 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816432 / Materiaalin numero: 07765780 /
Vanhan materiaalin numero: 69593503D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Vaunu verkkokoreille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	9
SPRI-verkkokorit [määrä]	6
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	524
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	720
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	830
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	780
Nettopaino, kg	26,50
Bruttopaino, kg	30,00
Mukana toimitettava paketti	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1