

E 975/2

Vaunu

instrumenttien koneelliseen käsittelyyn 2 tasolla.



- Integroitu suihkuvarsi
- Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen
- Tasojen täyttökorkteudet eroavat toisistaan

EAN: 4002514816449 / Materiaalin numero: 07765790 /  
Vanhan materiaalin numero: 69597503D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu telineille	•
Vaunu verkkokoreille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	6
SPRI-verkkokorit [määrä]	4
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	427
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	640
Nettopaino, kg	10,80
Bruttopaino, kg	12,80
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1