


E 925  
Moduuli  
lyhyille MIS-instrumenteille.



- Tilaa enintään 20 ontolle instrumentille\*
- Osio esim. niveltähystyksen ja laparoskopian instrumenteille.

\* Onttojen instrumenttien enimmäispituus ylärivissä on 190 mm ja alarivissä 220 mm.

EAN: 4002514910796 / Materiaalin numero: 07904100 /  
Vanhan materiaalin numero: 69592501D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Kapasiteetti</b>	
Ontot instrumentit [määrä]	20
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	40
Ulkomitat, nettoleveys, mm	568
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	510
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	560
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	280
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	630
Nettopaino, kg	4,00
Bruttopaino, kg	4,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	1
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	1
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-urosliittimeen [määrä]	2
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	4
E 449 urossovitin, Luer-Lock-naarasliittimeen [määrä]	2
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	4
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	3
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	3
E 464 pidike suorasuihkusuuttimille E 454 [määrä]	1
E 472 puristinjousi suorasuihkusuuttimille Ø 4 mm [määrä]	1
E 907/1 kannellinen verkkokori pienille osille [määrä]	1