

APH 550 Sego

Segolabel Miele Edition: aloituspakkaus
steriilien tavaratietokenttien valmistamiseen.



- Tulostin, virtalähde, kaapelit ja 1000 etikettitarraa
- Pakattujen steriilien tarvikkeiden turvallinen merkintä
- Hyödyllinen lisä Segosoft Miele Editioniin
- Hyödyllinen lisä CUBE/CUBE X -höyryautoklaaveihin
- Helppo liittää USB-kaapelilla

EAN: 4002514940502 / Materiaalin numero: 07951400 /
Vanhan materiaalin numero: 68814001D

Tuotteen luokitus	
Plenet höyryautoklaavit	•
Tuoteyhteydet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Tuoteluokka	
Prosessidokumentointi / käytön dokumentointi / tiedonsiirto	•
Tuotteen ominaisuudet	
Väri	Harmaa
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Ortopedisien kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Luuydinnaulojen/luuydinporien koneellinen käsittely	•
Verkkokorien koneellinen käsittely	•
Erilaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	178
Ulkomitat, nettoleveys, mm	135
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	240
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	230
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	300
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	240
Nettopaino, kg	2,45
Bruttopaino, kg	2,90
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•