


E 197

Teline

Erialaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Silmukkakoko: pohjassa 3 mm, sivuilla 1,7 mm, kannessa 8 mm
- Voidaan steriloida höyryllä lämpötilassa 121/134 °C

EAN: 4002514953380 / Materiaalin numero: 07984090 /
Vanhan materiaalin numero: 68519701D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	42
Ulkomitat, nettoleveys, mm	150
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	225
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	170
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	240
Nettopaino, kg	0,55
Bruttopaino, kg	0,62