

E 337/1

Teline

pystyinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii täppäimille, pinseteille tai suun tähystimille
- 4 muovipidikettä
- 12 osiota, leveys n. 22 x 28 mm
- 4 osiota, leveys n. 25 x 28 mm
- 48 osiota, leveys n. 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Materiaalin numero: 07984130 /  
Vanhan materiaalin numero: 69533702D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	148
Ulkomitat, nettoleveys, mm	173
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	205
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	490
Nettopaino, kg	1,91
Bruttopaino, kg	2,16