

E 802/1

Teline

erilaisille pystyinstrumenteille.



- Sopii täppäimille, pinseteille tai suun tähytimille
- 4 muovipidikettä
- 8 osiota, leveys n. 30 x 28 mm
- 8 osiota, leveys n. 16 x 28 mm
- 15 osiota, leveys n. 16 x 20 mm

EAN: 4002514953403 / Materiaalin numero: 07984170 /
Vanhan materiaalin numero: 69580202D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Tuoteluokka	
Teline instrumenteille	•
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	148
Ulkomitat, nettoleveys, mm	163
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	295
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	190
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	195
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	430
Nettopaino, kg	0,65
Bruttopaino, kg	1,15