

DGG 7

Rei'ittämätön höyrykypsennysastia

Kaikkiin DG-höyryuuneihin paitsi DG 7000:een.

EAN: 4002513476262 / Materiaalin numero: 08019361 /  
Vanhan materiaalin numero: 22899611D



- Ruokien kypsennykseen kastikkeessa, liemessä tai vedessä
- esim. pasta, riisi ja keitot
- Tilavuus: 4,0 l, käyttötilavuus: 2,8 l
- Ulkoiset mitat L x S x K: 325 x 176 x 100 mm
- Ammattimaiset, Euroopassa valmistetut lisävarusteet