

DGGL 8

Rei'itetyt höyrykypsennysastiat

Kaikkiin DG-höyryuuneihin paitsi DG 7000:een.

EAN: 4002513714548 / Materiaalin numero: 08227240 /  
Vanhan materiaalin numero: 22899627D



- Kasvisten, kalan, lihan, perunoiden kypsennykseen ilman nestettä
- Täydellinen pakasteiden sulatukseen
- Tilavuus: 2,0 l, käyttötilavuus: 1,7 l
- Ulkoiset mitat L x S x K:  
325 x 265 x 40 mm
- Ammattimaiset, Euroopassa valmistetut lisävarusteet