

DGG 20

Rei'ittämätön höyrykypsennysastia
ruokien kypsennykseen kastikkeessa, liemessä tai vedessä (esim. riisi ja pasta).

EAN: 4002515060650 / Materiaalin numero: 08246340 /
Vanhan materiaalin numero: 23996112D



- Tilavuus: 2,4 l, käyttötilavuus: 1,8 l
- Ulkoiset mitat L x S x K:
450 x 190 x 40 mm
- Tehty käsitellystä ruostumattomasta teräksestä, paksuus 0,6 mm
- Ammattimaiset, Euroopassa valmistetut lisävarusteet
- Sopivat lähes kaikkialle: Miele-yhdistelmähöyryyunit