

DGGL 20

Rei'itetyt höyrykypsennysastiat

Vihannesten, kalan, lihan, perunoiden ym. kältaamiseen ja keittämiseen ym.



EAN: 4002515014509 / Materiaalin numero: 08285410 /  
Vanhan materiaalin numero: 23996111D

- Tilavuus: 2,4 l, käyttötilavuus: 1,8 l
- Ulkoiset mitat L x S x K:  
450 x 190 x 40 mm
- Tehty käsittelystä ruostumattomasta teräksestä, paksuus 0,6 mm
- Ammattimaiset, Euroopassa valmistetut lisävarusteet
- Sopivat lähes kaikkialle: Miele-yhdistelmähöyryyunit