

E 806/1

Teline

8 tarjottimen optimaaliseen sijoitteluun.



- 9 pidikettä (8 lokeroa), L 295, väli 37 mm
- Tarjottimen enimmäiskoko 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Materiaalin numero: 09013220 /
Vanhan materiaalin numero: 69580603D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
SlimLine-pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline tarjottimille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	8
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	37
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	114
Ulkomitat, nettoleveys, mm	305
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	348
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	125
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	330
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	480
Nettopaino, kg	0,71
Bruttopaino, kg	0,85