

E 339/1

Teline

enintään 12 tarjottimen erottelijan ja tarjottimen optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 12:lle tarjottimen erottimelle tai tarjottimelle
- 13 pidikettä (12 lokeroa).
- Tarjottimen enimmäiskoko 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materiaalin numero: 09233840 /
Vanhan materiaalin numero: 69533902D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline tarjottimille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	12
Kapasiteetti	
Tarjottimet [määrä]	12
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	115
Ulkomitat, nettoleveys, mm	305
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	498
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	320
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	130
Nettopaino, kg	0,80
Bruttopaino, kg	1,22