


E 167

Aterinkotelo

Pidike aterimille.



- Sopii lautaskoriin U 506
- 7 osiota

EAN: 4002515250167 / Materiaalin numero: 09508730 /
Vanhan materiaalin numero: 67616701D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Tuoteluokka	
Lisäosa aterimille	•

E 167
Aterinkotelo
Pidike aterimille.



EAN: 4002515250167 / Materiaalin numero: 09508730 /
Vanhan materiaalin numero: 67616701D

Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
Lokeroiden lukumäärä	7
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	106
Ulkomitat, nettoleveys, mm	440
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	50
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	150
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	750
Nettopaino, kg	2,24
Bruttopaino, kg	3,21