

E 900-6

Vaunu

instrumenttien koneelliseen käsittelyyn 6 tasolla.



- Liitännät ontoille instrumenteille
- Täyttömäärä: 18 DIN-verkkokoria*
- 3 integroitua suihkuvartta
- Yksittäisten tasojen täyttöalueet eroavat toisistaan
- Magneettillista vaununtunnistukseen (sis. magn. ML)

* DIN-verkkokori 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Materiaalin numero: 09525120 /
Vanhan materiaalin numero: 69590007D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Vaunu verkkokoreille	•
Vaunu MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	18
SPRI-verkkokorit [määrä]	12
Ontot instrumentit [määrä]	16
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	553
Ulkomitat, nettoleveys, mm	636
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	680
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	12,85
Bruttopaino, kg	12,85
Mukana toimitettava paketti	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1