

TE P 2000

Säiliö osittaista demineralisointia varten

Optimaaliseen veden esikäsittelyyn.



- Suurin läpivirtaus: 450 l/h
- Ioninpoiston taso mitattavissa virtausmittarilla FM
- Tuloveden enimmäislämpötila 40 °C – painealue 0,5–10 bar
- Hartsin määrä 12,5 litraa
- Pehmennyskyky, kun karbonaattikovuus on 10 °dH: 11,8 m<sup>3</sup>

EAN: 4002515405321 / Materiaalin numero: 09773440 /  
Vanhan materiaalin numero: 67809601D

| Tuotteen luokitus                          |   |
|--|---|
| Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet | • |
| Tankkiastianpesukoneet                     | • |
| Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet    | • |
| Tuoteyhteydät                              |   |
| G 8066                                     | • |
| PG 8067                                    | • |
| PG 8041                                    | • |
| PG 8043                                    | • |
| PG 8045                                    | • |
| PG 8055                                    | • |
| PG 8055 U                                  | • |
| PG 8056                                    | • |
| PG 8056 U                                  | • |
| PG 8057 TD                                 | • |
| PG 8057 TD U                               | • |
| PG 8058                                    | • |
| PG 8058 U                                  | • |
| PG 8059                                    | • |
| PG 8059 U                                  | • |
| PG 8060                                    | • |
| PG 8061                                    | • |
| PG 8061 U                                  | • |
| PG 8063                                    | • |
| PG 8164                                    | • |
| PG 8165                                    | • |
| PG 8166                                    | • |
| PG 8169                                    | • |
| PG 8172                                    | • |
| PG 8172 Eco                                | • |
| PTD 901                                    | • |
| PG 8096                                    | • |
| PG 8096 U                                  | • |
| PG 8099                                    | • |
| PG 8099 U                                  | • |
| PFD 400                                    | • |
| PFD 400 U                                  | • |
| PFD 401                                    | • |
| PFD 401 U                                  | • |
| PFD 402                                    | • |
| PFD 402 U                                  | • |
| PFD 404                                    | • |
| PFD 404 U                                  | • |
| PFD 405                                    | • |
| PFD 405 U                                  | • |
| PFD 407                                    | • |
| PFD 407 U                                  | • |
| PFD 408 U                                  | • |
| PTD 701                                    | • |
| PTD 702                                    | • |

TE P 2000

Säiliö osittaista demineralisointia varten

Optimaaliseen veden esikäsittelyyn.

EAN: 4002515405321 / Materiaalin numero: 09773440 /  
Vanhan materiaalin numero: 67809601D

PTD 703

•

PTD 704

•

#### Tuoteluokka

Vedenkäsittely

•

#### Tuotteen ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs, Muovit

Väri

Ruostumaton teräs, Musta

#### Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

410

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

300

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

250

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

420

Halkaisija, mm

230

Nettopaino, kg

14,06

Bruttopaino, kg

14,46

