

A 100

Yläkori

Suihkusuutinmoduulien ja telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Yläkori, jossa kaksi moduuliliitäntää
- enint. 2 suutinmoduulin tai lisäosan kiinnitykseen
- Liitäntöjen automaattinen sulkua, kun ne eivät ole käytössä
- Täyttökorkeus muovituellisella moduulilla 190 mm
- Vapaa tila: leveys 489, pituus 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materiaalin numero: 09862320 /
Vanhan materiaalin numero: 69610000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Tuoteyhteydät	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Kori, jossa moduuliliitäntä	•
Yläkori	•
Käyttökohde	
Pipettien/injektioipullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	141
Ulkomitat, nettoleveys, mm	525
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	528
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	555
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	565
Nettopaino, kg	2,80
Bruttopaino, kg	3,50