


A 100

Yläkori

Suihkusuutinmoduulien ja telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Yläkori, jossa kaksi moduuliliitintä
- enint. 2 suutinmoduulin tai lisäosan kiinnitykseen
- Liitintöjen automaattinen sulkeminen, kun ne eivät ole käytössä
- Täyttökorkeus muovituellisella moduulilla 190 mm
- Vapaa tila: leveys 489, pituus 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materiaalin numero: 09862320 /
Vanhan materiaalin numero: 69610000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Kori, jossa moduuliliitintä	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitintä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	141
Ulkomitat, nettoleveys, mm	525
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	528
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	555
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	565
Nettopaino, kg	2,80
Bruttopaino, kg	3,49