


A 101

Yläkori

Korkeus säädettävissä, telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Täyttökorkeus 160 +/- 30 mm, leveys 475 mm, syvyys 443 mm
- Integroitu suihkuvarsi

EAN: 4002515460627 / Materiaalin numero: 09862340 /
Vanhan materiaalin numero: 69610100D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Yläkori	•
Korirunko/lavetti	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vatien koneellinen käsittely	•
Kaarimaljojen koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Regulaattoreiden koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	206
Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	527
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	230
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	555
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	580
Nettopaino, kg	3,00
Bruttopaino, kg	3,79