


A 102

Yläkori

Korkeus säädettävissä, telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Täyttökorkeus 205 +/- 30 mm, leveys 475 mm, syvyys 443 mm
- Integroitu suihkuvarsi

EAN: 4002515460634 / Materiaalin numero: 09862360 /
Vanhan materiaalin numero: 69610200D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Korirunko/lavetti	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Vatien koneellinen käsittely	•
Kaarimaljojen koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	2
SPRI-verkkokorit [määrä]	1
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	206
Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	527
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	230
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	565
Nettopaino, kg	3,02
Bruttopaino, kg	3,78