


A 103

Yläkori

Telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Vapaa korkeus: 95 mm, leveys 505 mm, syvyys 472 mm
- Sopii erityisesti DIN-verkkokorien koneelliseen käsittelyyn
- Sopii myös muiden matalien esineiden käsittelyyn
- Voidaan käyttää yhdessä täyttövaunun A 202 kanssa
- Integroitu suihkuvarsi

EAN: 4002515460641 / Materiaalin numero: 09862370 /
Vanhan materiaalin numero: 69610300D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Korirunko/lavetti	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Enimmäistäyttökorkeus, mm	95
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Verkkokorien koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	2
SPRI-verkkokorit [määrä]	1
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	133
Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	528
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	545
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	3,50
Bruttopaino, kg	4,57