


A 104

Yläkori

MIS-kirurgian, niveltähystyksen ja urologian instrumenttien optimisjoitteluun.



- Oikea puoli 11 ontton instrumentin kiinnitykseen
- Luer-Lock-lisäliittimet ontoille instrumenteille
- Suihkuvarrella: verkkokorit voidaan asettaa alempaan koripaikkaan

EAN: 4002515460658 / Materiaalin numero: 09862380 /
Vanhan materiaalin numero: 69610400D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Kori MIS-instrumenteille	•
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	1
Ontot instrumentit [määrä]	11
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	332
Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	526
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,00
Bruttopaino, kg	6,50