

A 150

Alakori

Suihkusuutinmoduulien ja telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Alakori, jossa kaksi moduuliliitäntää
- enint. 2 suutinmoduulin tai lisäosan kiinnitykseen
- Liitäntöjen automaattinen sulkua, kun ne eivät ole käytössä
- Vapaa tila: leveys 494, pituus 440 mm

EAN: 4002515460672 / Materiaalin numero: 09862400 /
Vanhan materiaalin numero: 69615000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Kori, jossa moduuliliitäntä	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Butyrometrien koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	154
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	546
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	175
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	545
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	565
Nettopaino, kg	2,61
Bruttopaino, kg	3,29