

A 150

Alakori

Suihkusuutinmoduulien ja telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Alakori, jossa kaksi moduuliliitintä
- enint. 2 suutinmoduulin tai lisäosan kiinnitykseen
- Liitintöjen automaattinen sulkeminen, kun ne eivät ole käytössä
- Vapaa tila: leveys 494, pituus 440 mm

EAN: 4002515460672 / Materiaalin numero: 09862400 /  
Vanhan materiaalin numero: 69615000D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Kori, jossa moduuliliitintä	•
Alakori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Butyrometriin koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
<b>Vakiosähköliitintä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	154
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	546
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	175
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	545
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	565
Nettopaino, kg	2,61
Bruttopaino, kg	3,29