


A 200

Vaunu

38 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- 10:lle 100 ml:n pipetille 1. rivissä, etäisyys 20 mm
- 14:lle 25 ml:n pipetille 2. rivissä, etäisyys 26 mm
- 14:lle 10 ml:n pipetille 3. rivissä, väli 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materiaalin numero: 09862420 /  
Vanhan materiaalin numero: 69620000D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu pipeteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Pipetit [määrä]	38
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	397
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	546
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,40