

A 202

Vaunu

4 DIN-verkkokorin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 4 DIN-verkkokorille 2 tasolla
- Lisäosakehikot: irrotettavissa korkeiden esineiden pesemiseksi
- 6 lisäliitännävaihtoehtoa Luer-Lock-liitännän avulla
- Integroitu suihkuvarsi
- Eri tasojen täyttökorkteudet eroavat toisistaan

EAN: 4002515460719 / Materiaalin numero: 09862440 /
Vanhan materiaalin numero: 69620200D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Vaunu verkkokoreille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	4
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	223
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	235
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	5,50
Bruttopaino, kg	6,74