

A 203

Vaunu

MIS-instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii vaunuille E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002515460726 / Materiaalin numero: 09862450 /
Vanhan materiaalin numero: 69620300D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Vaunu MIS-instrumenteille	•
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	520
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	9,40
Bruttopaino, kg	11,00
Mukana toimitettava paketti	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	3
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	15
E 443 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 10 mm [määrä]	5
E 444 rumpu optisille kuitukaapeleille ja imuletkuille [määrä]	1
E 445 – 12 tulppaa E 442 huuhteluhylsyille, aukon Ø 6 mm [määrä]	1
E 446 – 12 tulppaa E 443 huuhteluhylsyille, aukon Ø 10 mm [määrä]	1
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-uroslittimeen [määrä]	3
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	6
E 449 urossovitin, Luer-Lock-naarassovitin [määrä]	5
E 451 teline 1/6 verkkokori [määrä]	1
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	3
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	8

A 203

Vaunu

MIS-instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002515460726 / Materiaalin numero: 09862450 /
Vanhan materiaalin numero: 69620300D

E 454 suorasuihkuutin trokaarihylsille, 10–15 mm
[määrä] 6

E 456 avausjousi MIS-instrumenteille [määrä] 4

E 464 pidike suorasuihkuuttimille E 454 [määrä] 3