

A 204

Vaunu

mikroinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Taso 1: sopii telineille
- Taso 2 oikealla: 22 liitintää ontoille instrumenteille
- Taso 2 vasemmalla: 11 Luer-Lock-liitintä, uros, vaakataso, letku
- Integroitu suihkuvarsi
- A 800 -suodatinputket sopivat kumpaankin suihkusuihinlistaan

EAN: 4002515460733 / Materiaalin numero: 09862460 /  
Vanhan materiaalin numero: 69620400D

<b>Tuotteen luokitus</b>		
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto		•
<b>Tuoteyhteydet</b>		
PG 8562		•
PG 8582		•
PG 8582 CD		•
PG 8592		•
<b>Tuoteluokka</b>		
Vaunu oftalmologian instrumenteille		•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>		
Materiaali		Ruostumaton teräs
Väri		Ruostumaton teräs
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön		•
<b>Käyttökohde</b>		
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely		•
<b>Kapasiteetti</b>		
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]		2-4
<b>Vakiosähköliitintä</b>		
Vaiheiden määrä		0
Jännite, V		0
Taajuus, Hz		0
Kokonaisnimellisteho, kW		0,00
Sulakekoko, A		0
<b>Mitat ja paino</b>		
Ulkomitat, nettokorkeus, mm		365
Ulkomitat, nettoleveys, mm		529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm		535
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm		530
Ulkomitat, bruttoleveys, mm		560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm		540
Nettopaino, kg		11,50
Bruttopaino, kg		12,50
<b>Mukana toimitettava paketti</b>		
E 476 pidike [määrä]		1
E 477 sulkuruuvi [määrä]		1