


A 303

Moduuli

enintään 98 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa esim. 98 mitta- tai täyspipetille
- Tukiristikon korkeus 150 mm
- Koreihin A 150 ja APLW 106 voidaan asentaa enintään 1 yksikkö
- Täyttökorkeus ilman yläkoria: 450 mm (alakorin A 150 kanssa)

EAN: 4002515460825 / Materiaalin numero: 09862560 /
Vanhan materiaalin numero: 69630300D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli pipeteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pipetit [määrä]	98
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	185
Ulkomitat, nettoleveys, mm	222
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	471
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	2,50
Bruttopaino, kg	3,50