


A 304

Moduuli

Enintään 98 injektiopullon optimaaliseen sijoitteluun.



- Esim. 98 sentrifugiputkelle, pien. lasipullolle tai koeputkelle.
- Täyttökorkeus riippuu asennosta
- Koreihin A 100, A 150 ja APLW 106 voidaan asentaa enintään 1 yksikkö

EAN: 4002515460832 / Materiaalin numero: 09862570 /
Vanhan materiaalin numero: 69630400D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Koeputkien koneelliseen käsittelyyn	•
Kapasiteetti	
Injektiopullot [määrä]	98
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	130
Ulkomitat, nettoleveys, mm	222
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	471
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	2,30
Bruttopaino, kg	3,30