

A 308

Teline

34 leikkaussalijalkineen pohjalliseen optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa enintään 34 pohjalliselle
- Ylä- tai alakoriin

EAN: 4002515460863 / Materiaalin numero: 09862600 /
Vanhan materiaalin numero: 69630800D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	71
Ulkomitat, nettoleveys, mm	475
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	1,17
Bruttopaino, kg	2,00