

A 802

Suuttimet

annostelulokeron optimaaliseen koneelliseen käsittelyyn.



- Laboratorion R+D-koneisiin, joissa jauheen annostelu
- Suorasuihkumoduuliin
- Sopii jauhejäämien poistoon annostelulokerosta

EAN: 4002515460979 / Materiaalin numero: 09863070 /  
Vanhan materiaalin numero: 69680200D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8562	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Muut lisävarusteet	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	30
Ulkomitat, nettoleveys, mm	187
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	15
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Nettopaino, kg	0,02
Bruttopaino, kg	0,02