

DOS K 85 NER

Annostelupumppu 5 litran kanistereille

Nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Annostelun valvonta – standardin DIN EN ISO 15883 mukainen
- Nestemäisen pesuaineen tai neutraloivan aineen annosteluun
- Kemiallisen desinfiointiaineen annosteluun
- 352 mm mm:n imuputki
- Annostelee enint. 55 Milliliter ml / 60 s

EAN: 4002515528129 / Materiaalin numero: 09961090 /
Vanhan materiaalin numero: 69747050NER

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imuputken pituus, mm	352
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	200-230
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	139
Ulkomitat, nettoleveys, mm	115
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	114
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	198
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	478
Nettopaino, kg	2,80
Bruttopaino, kg	3,01