

DOS G 80 ProfiLine NER

Peristalttinen mittauspumppu

Nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Sopii kaikkiin PG 8080-83 SCVi -astianpesukoneisiin
- 333 mm mm:n imuputki 5 ja 10 litran säiliöille
- Annostelee enintään 55 Milliliter ml minuutissa
- Määritetään astianpesukoneen säätimillä ja painikkeilla
- Mukana toimitetaan 4 kappaletta erilaisia säiliökokoja varten

EAN: 4002515522936 / Materiaalin numero: 09971980 /
Vanhan materiaalin numero: 67747030NER

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Tuoteluokka	
Ulkoinen annostelujärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imputken pituus, mm	333
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	200-230
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	198
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	478
Nettopaino, kg	2,15
Bruttopaino, kg	2,52