

PG 8596

Annostelukaappi

Prosessikemikaaleille ja annostelumuodulleille



- 2 irrotettavaa hyllyä, kummassakin tilaa 3:lle 5 l:n kanisterille
- Sisämitat: kork. 285-690, lev. 250, syv. 425-555 mm
- Kullakin tasolla 2 kiinnitysmahdollisuutta annostelumuodulleille
- Pohja-altaan ansiosta kanisteri tyhjenee perusteellisemmin

EAN: 4002515558317 / Materiaalin numero: 10087330 /
Vanhan materiaalin numero: 69859601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Väri	Lootusvalkoinen
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	300
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	900
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	400
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Nettopaino, kg	26,50
Bruttopaino, kg	30,00