


UG 30-90/60-85

Umpijalusta

koneen korottamiseen, ml. sivuyksikkö, syvyys 60 cm, leveys 90 cm.



- Käytetään Aqua Purificator PG 8595:ssä ja DOS-kaapissa PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materiaalin numero: 10087360 /
Vanhan materiaalin numero: 69309001D

| Tuotteen luokitus | |
|--|-------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Pesu- ja desinfiointikoneet | • |
| Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Tuoteluokka | |
| Jalusta/alusta | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 300 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 897 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 542 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 330 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 915 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 563 |
| Nettopaino, kg | 13,40 |
| Bruttopaino, kg | 15,00 |