

APS 102 Sego
SegoAssign Plus
Segosoftin liittämiseen olemassa olevaan potilastietojen hallintajärjestelmään.

Miele

SegoAssign Plus
Miele Edition

Sterile Goods Management

Lizenz/License card



- Potilaskohtaisten ohjelmien nopeaan ja helppoon määrittämiseen
- Palvelukortti takaa lääkinn. laitt. direktiivin noudattamisen
- Palveluun kuuluu lisenssikortti
- Paperittomaan tiedonsiirtoon
- Lataa viimeisin Segosoft-versio täältä: <http://www.miele.de/pro/segosoft>

EAN: 4002515604106 / Materiaalin numero: 10106600 /
Vanhan materiaalin numero: 68814101D

| Tuotteen luokitus | |
|---|---|
| Pesu- ja desinfiointikoneet | • |
| Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto | • |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto | • |
| Pienet höyryautoklaavit | • |
| Suuret höyryautoklaavit | • |
| Tuoteyhteydet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| PS 5662 V | • |
| PS 5666 V | • |
| PS 5669 V | • |
| PS 5962 H | • |
| PS 5966 H | • |
| PS 5968 H | • |
| PS 5969 H | • |
| Tuoteluokka | |
| Prosessidokumentointi / käytön dokumentointi / tiedonsiirto | • |
| Käyttökohde | |
| Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| MIS-instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| KNK-instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Ortopedisien kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely | • |
| Luuydinnaulojen/luuydinporien koneellinen käsittely | • |
| Tarjottimien koneellinen käsittely | • |
| Verkkokorien koneellinen käsittely | • |
| Erialaisten välineiden koneellinen käsittely | • |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 1 |

APS 102 Sego
SegoAssign Plus

Segosoftin liittämiseen olemassa olevaan potilastietojen hallintajärjestelmään.

Miele

SegoAssign Plus
Miele Edition

Sterile Goods Management

Lizenz/License card



EAN: 4002515604106 / Materiaalin numero: 10106600 /
Vanhan materiaalin numero: 68814101D

| | |
|------------------------------|------|
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 86 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 55 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 65 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 95 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 110 |
| Nettopaino, kg | 0,02 |
| Bruttopaino, kg | 0,04 |