

UBS 1

Muuntosarja

Käytettäväksi tiettyjen G 78 -sarjan korivaunujen kanssa PG 85 -koneissa.



- Vanhemmille kuljetusvaunuille, joissa kuivausliitäntä

EAN: 4002515588970 / Materiaalin numero: 10131090 /
Vanhan materiaalin numero: 69215014D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Muuntosarja	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Musta
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	75
Ulkomitat, nettoleveys, mm	235
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	165
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	170
Nettopaino, kg	0,10
Bruttopaino, kg	0,17