

UBS 1

Muuntosarja

Käytettäväksi tiettyjen G 78 -sarjan korivaunujen kanssa PG 85 -koneissa.



- Vanhemmille kuljetusvaunuille, joissa kuivausliitäntä

EAN: 4002515588970 / Materiaalin numero: 10131090 /  
Vanhan materiaalin numero: 69215014D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydät</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Muuntosarja	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Muovit
Väri	Musta
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	75
Ulkomitat, nettoleveys, mm	235
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	165
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	170
Nettopaino, kg	0,10
Bruttopaino, kg	0,17