


A 502

Vaunu

Robottikirurgian varrellisten instrumenttien koneelliseen puhdistukseen.



- Enint. 8 varrelliselle instrumentille ja 2 erikoisinstrumentille
- Lisäsuuttimet ja -pidikkeet kirurgian lisävarusteille
- Sisältää puhdistettavan mikro-suodattimen
- Modulaarinen korivaununkonsepti

EAN: 4002515584934 / Materiaalin numero: 10131840 /
Vanhan materiaalin numero: 69650201D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Vaunu robotti-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Robotti-instrumentit [määrä]	10
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	500
Nettopaino, kg	6,30
Bruttopaino, kg	7,80
Mukana toimitettava paketti	
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	6
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	3
FP-suodatinlevyt [määrä]	2