

A 600

Moduuli

Robottikirurgiassa käytettyjen instrumenttien koneelliseen puhdistukseen.



- 6 instrumentille, vanhempi sukupolvi (S/Si)

EAN: 4002515585016 / Materiaalin numero: 10131910 /
Vanhan materiaalin numero: 69660001D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Moduuli/teline robotti-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Robotti-instrumentit [määrä]	6
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	265
Ulkomitat, nettoleveys, mm	573
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	318
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	605
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	355
Nettopaino, kg	5,20
Bruttopaino, kg	5,54