

A 602

Moduuli

Robottikirurgiassa käytettyjen instrumenttien koneelliseen puhdistukseen



- 8 instrumentille, uusin sukupolvi (Xi)

EAN: 4002515585030 / Materiaalin numero: 10131930 /  
Vanhan materiaalin numero: 69660201D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Moduuli/teline robotti-instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Robotti-instrumentit [määrä]	8
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	303
Ulkomitat, nettoleveys, mm	555
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	318
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	500
Nettopaino, kg	6,30
Bruttopaino, kg	7,80