

A 807

Pidike

Robottikirurgiassa käytettyjen instrumenttien koneelliseen puhdistukseen.



- Erikoisinstrumenteille, kirurgiset puristimet, vanh. sukup., S/Si

EAN: 4002515585078 / Materiaalin numero: 10131980 /
Vanhan materiaalin numero: 69680701D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Moduuli/teline robotti-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Robotti-instrumentit [määrä]	1
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	77
Ulkomitat, nettoleveys, mm	41
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	165
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	25
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	485
Nettopaino, kg	0,37
Bruttopaino, kg	0,49