

A 808

Pidike

Robottikirurgiassa käytettyjen instrumenttien koneelliseen puhdistukseen.



- Erikoisinstrumenteille, kirurgiset puristimet (Xi)

EAN: 4002515585085 / Materiaalin numero: 10131990 /  
Vanhan materiaalin numero: 69680801D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Moduuli/teline robotti-instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Robotti-instrumentit [määrä]	1
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	50
Ulkomitat, nettoleveys, mm	145
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	159
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	25
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	485
Nettopaino, kg	0,37
Bruttopaino, kg	0,49