

MC/2

Kuljetusvaunu

korkeus säädettävissä, pesu- ja desinfiointikoneiden täyttöön ja tyhjennykseen.



- 4 pyörää, joista 2 lukittavia
- 2 tasoa (syvennettyä) sekä ohjaustanko ja telakointilevy

EAN: 4002515588628 / Materiaalin numero: 10138690 /
Vanhan materiaalin numero: 69200109D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteyet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Varastointi-/kuljetusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1003
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	805
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1119
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	835
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1280
Nettopaino, kg	34,20
Bruttopaino, kg	52,40