

GP CL H 0502 L

“OvenClean”-uunipuhdistusaine, 500 ml

Parhaalle puhdistustulokselle ja turvalliselle käytölle.

EAN: 4002515602553 / Materiaalin numero: 10162710 /
Vanhan materiaalin numero: 22996290EU4



- Erittäin tehokas rasvan poistokapasiteetti ilman hajua
- Geelimäinen rakenne tekee puhdistuksesta vaivatonta
- Sopii myös PerfectCleanille
- Lyhyt käyttöaika, 10–60 minuuttia ilman lämmitystä
- Huolellisella hoidolla vuosien luotettava toiminta