

DGGL 50-40

Rei'itetyt höyrykypsennysastiat

DG 7000 -höyryuuneihin ja DGM 6000/7000 höyry-/mikroaaltoyhdistelmäuuneihin.



EAN: 4002515603970 / Materiaalin numero: 10168190 /
Vanhan materiaalin numero: 23996119EU1

- Kasvisten, kalan, lihan, perunoiden kypsennykseen ilman nestettä
- Täydellinen pakasteiden sulatukseen
- Tilavuus: 2,2 l, käyttötilavuus: 1,6 l
- Ulkoiset mitat L x S x K:
375 x 197 x 40 mm
- Ei sovellu mikroaaltokypsennykseen!